

Rukavice chemicky odolné SHIELDskin CHEM™ NEO NITRILE™ 300 | SHIELD SCIENTIFIC

Dvouvrstvé jednorázové rukavice z nitrilu a neoprenu pro použití s agresivními látkami

- Pravolevé rukavice se zdrsňenými konečky prstů
- Technologie twinSHIELD™ kombinuje vrstvy nitrilu a neoprenu spojuje chemickou odolnost obou materiálů a rukavice jsou přímo určeny pro použití s agresivními chemikáliemi, se kterými si běžné rukavice neporadí (testováno na víc než 120 nejběžnějších chemikálií viz příložená tabulka chemické odolnosti rukavic)
- Klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III) a zdravotnický prostředek (třída I)
- Rukavice jsou nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu, jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií I. typu
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!

Technické parametry

Materiál:	nitrilový kaučuk/neopren
Délka (mm):	300
Nepropustnost podle EN 374-2:	AQL 0,25
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 6 N
Ochrana proti průniku virů podle ISO 374-5:2016:	Level 3
Barva:	červená
Kategorie zdrav. prostředku:	MDR class I (EU 2017/745)



Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo	Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo
S	40	S669252.1	S	10 x 40	S669252.2
M	40	S669253.1	M	10 x 40	S669253.2
L	40	S669254.1	L	10 x 40	S669254.2
XL	40	S669255.1	XL	10 x 40	S669255.2
XXL	40	S669256.1	XXL	10 x 40	S669256.2