

Rukavice CRYO

Rukavice pro práci se suchým ledem a manipulaci se vzorky v parách tekutého dusíku

- Výplň z polyolefinové/polyesterové stříže
- Semipermeabilní nylonový povrch, bavlněná vnitřní rukavice

Technické parametry

Teplotní stabilita:

až -196 °C



Cryo-rukavice

Popis	Velikost	Délka (mm)	Balení	Katalogové číslo
Standardní manžeta	S (8-8,5)	290	1 pár	R092251
Standardní manžeta	M (9-9,5)	320	1 pár	R092351
Standardní manžeta	L (10-10,5)	320	1 pár	R092451
Prodloužená manžeta	S (8-8,5)	345	1 pár	R092651
Prodloužená manžeta	M (9-9,5)	345	1 pár	R092751
Prodloužená manžeta	L (10-10,5)	390	1 pár	R092851
Prodloužená manžeta	XL (11-11,5)	390	1 pár	R092951

Pozor: Nevkládejte do kryogenních kapalin!