

Rukavice ochranné AlphaTec®

Rukavice odolné vůči chemikáliím, teple, chladu i pořezání

- Vysoce odolné rukavice s neoprenovým pokryvem a pěnovou izolací
- Ochrání uživatele proti širokému spektru kyselin, zásad, alkoholů a zředěných vodných rozpouštědel
- Zároveň odolné vůči teple a chladu - pro krátký kontakt s kapalinami o teplotě max. 180 °C až -25 °C
- Odolné vůči oděru a proříznutí, hladký úchopový profil
- Vhodné pro manipulaci s předměty z autoklávu či mrazáku, s chemikáliemi, k odmašťování a nátěru
- Certifikovány dle EN 420, EN ISO 374-1/typ A (AJKLPT), EN ISO 374-5, EN 388 (3232C), EN 407 (32XXXX), EN 511 (111)

Technické parametry

Materiál:

Neopren, bavlna



Rukavice ochranné AlphaTec®

Popis	Velikost	Barva	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Rukavice ochranné AlphaTec®	10	černá	350	1 pár	R.XY15.1