

Rukavice pro práci s horkými předměty SEKUROKA®

Rukavice z jemného polyamidového úpletu pro precizní úchop a manipulaci

- Dobře padnoucí, nehořlavé rukavice a vysokou odolností vůči chemikáliím
- V souladu s normami EN 420, EN 388 a EN 407

Technické parametry

Materiál:	polyamidové vlákno Nomex firmy DuPont
Maximální doba kontaktu s horkým předmětem :	26 vteřin při teplotě 100 °C 7,6 vteřin při teplotě 250 °C
Maximální teplota praní:	+95 °C



Rukavice pro práci s horkými předměty

Celková délka 260 mm			Celková délka 350 mm		
Velikost	Balení	Katalogové číslo	Velikost	Balení	Katalogové číslo
7,5	1 pár	R013851	7,5	1 pár	R014551
8	1 pár	R014151	8	1 pár	R014751
8,5	1 pár	R014351	8,5	1 pár	R014851