

Rukavice vyšetřovací latexové SEMPERCARE®

Latexové jednorázové vyšetřovací rukavice

- Pravolevé rukavice bez pudru
- Dobrá odolnost proti chemikáliím a krevním patogenům
- Jsou klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III) podle směrnice pro OOP 89/686/EHS a podle EN 420
- Zakončené srolovaným lemem
- Obsahují přírodní latex, který může vyvolat alergické reakce
- Vhodné pro styk s potravinami
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!

Technické parametry

Materiál:	přírodní latex
Délka (mm):	240
Nepropustnost dle EN 455-1 :	AQL 1,5
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 6 N
Chemická odolnost podle EN 374:	Level 6* - 10% kyselina dusičná, level 5 - 10% kyselina hydroxidová, 40% - hydroxid sodný, level 2 - 10% kyselina octová
Barva:	bílá



Vyšetřovací rukavice latexové SEMPERCARE® edition bez pudru

Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo
Extra malé XS (5 - 6)	100	L932005.1
Extra malé XS (5 - 6)	10 x 100	L932005.2
Malé S (6 - 7)	100	L932001.1
Malé S (6 - 7)	10 x 100	L932001.2
Střední M (7 - 8)	100	L932002.1
Střední M (7 - 8)	10 x 100	L932002.2
Velké L (8 - 9)	100	L932003.1
Velké L (8 - 9)	10 x 100	L932003.2
Extra velké XL (9-10)	90	L932004.1
Extra velké XL (9-10)	10 x 90	L932004.2

* Level 6 > 480 minut, level 5 >240 minut, level 4 >120 minut, level 2 >60 minut