

Rukavice vyšetřovací latexové SENSITIVE DONA® | VULKAN-MEDICAL

Latexové jednorázové vyšetřovací rukavice

- Pravolevé rukavice lehce zaprášené
- Dobrá odolnost proti chemikáliím
- Jsou klasifikovány jako ochranné rukavice podle (ISO 2004) a svými kvalitativními parametry odpovídají EN 455-1, 2 a požadavkům norem ISO řady 9000 a TÜV
- Obsahují přírodní latex, který může vyvolat alergické reakce
- Vhodné pro styk s potravinami
- Vynikající hmatová citlivost, s výbornou přilnavostí
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!

Technické parametry

Materiál:	přírodní latex
Délka (mm):	240
Nepropustnost dle EN 455-1 :	AQL 1,5
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 6 N
Barva:	bílá
Kategorie zdrav. prostředku:	MDR class I (EU 2017/745)



Latexové vyšetřovací rukavice SENSITIVE DONA®



Latexové vyšetřovací rukavice SENSITIVE DONA®

Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo
XS	100	L901505.1
XS	10 x 100	L901505.2
S	100	L901501.1
S	10 x 100	L901501.2
M	100	L901502.1
M	10 x 100	L901502.2
L	100	L901503.1
L	10 x 100	L901503.2
XL	100	L901504.1
XL	10 x 100	L901504.2

