

Rukavice vyšetřovací nitrilové bílé DONA® | VULKAN-MEDICAL

Bezlatexové jednorázové vyšetřovací rukavice

- Pravolevé rukavice se zdrsňenými konečky prstů
- Dobrá odolnost proti chemikáliím a krevním patogenům
- Jsou klasifikovány jako ochranné rukavice (ISO 2004) a svými kvalitativními parametry odpovídají EN 420, EN 455-1, 2, 3 a EN 374-2,3 a požadavkům PSA 89/686 EHS a 93/442 EEC
- Zakončené srolovaným lemem
- Rukavice jsou nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu. Jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií I. typu.
- Vhodné pro uživatele s citlivou nebo namáhanou pokožkou
- Vhodné pro styk s potravinami
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!

Technické parametry

Materiál:	Nitrilový kaučuk (NBR)
Délka (mm):	240
Nepropustnost dle EN 455-1 :	AQL 1,5
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 6 N
Chemická odolnost podle EN 374:	Level 6* - Chlorhexidin glukonát, 1% Glutaraldehyd, 4% formaldehyd, 3 % peroxid vodíku
Barva:	bílá
Kategorie zdrav. prostředku:	MDR class I (EU 2017/745)



Rukavice vyšetřovací nitrilové bílé DONA® | VULKAN-MEDICAL

Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo
S	100	L901811.1
S	10 x 100	L901811.2
M	100	L901812.1
M	10 x 100	L901812.2
L	100	L901813.1
L	10 x 100	L901813.2

XL	100	L901814.1
XL	10 x 100	L901814.2

*Level 6 - > 480 minut