

Rukavice vyšetřovací nitrilové modré prodloužené DONA® | VULKAN-MEDICAL

Bezlatexové jednorázové vyšetřovací rukavice prodloužené

- Pravolevé rukavice se zdrsňeným povrchem
- Dobrá odolnost proti chemikáliím a krevním patogenům
- Jsou klasifikovány jako ochranné rukavice (ISO 2004) a svými kvalitativními parametry odpovídají EN 420, EN 455-1, 2, 3 a EN 374 -2, 3 a požadavkům PSA 89/686 EHS
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!
- Zakončené srolovaným lemem s prodlouženou manžetou pro dokonalou ochranu při rizikové práci a při styku s rizikovými látkami
- Rukavice jsou nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu. Jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií I. typu
- Vhodné pro styk s potravinami

Technické parametry

Materiál:	nitrilový kaučuk (NBR)
Délka (mm):	300
Nepropustnost dle EN 455-1 :	AQL 1,5
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 6 N
Chemická odolnost podle EN 374:	Level 6*
Barva:	modrá
Kategorie zdrav. prostředku:	MDR class I (EU 2017/745)



Rukavice vyšetřovací nitrilové modré prodloužené DONA® | VULKAN-MEDICAL

Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo
S	100	L901891.1
S	10 x 100	L901891.2
M	100	L901892.1
M	10 x 100	L901892.2
L	100	L901893.1
L	10 x 100	L901893.2

XL	100	L901894.1
XL	10 x 100	L901894.2

* Level 6 >480 minut - 40% hydroxid sodný, chlorhexidin glukonát, 1% gluteraldehyd, 4% formaldehyd, 3% peroxid vodíku