

Rukavice vyšetřovací nitrilové SEMPERCARE® Velvet

Bezlatexové jednorázové vyšetřovací nitrilové rukavice

- Pravolevé jednorázová rukavice se zdrsňenými konečky prstů
- Dobrá odolnost proti chemikáliím
- Jsou klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III) podle směrnice pro OOP 89/686/EHS a podle EN 420
- Zakončené srolovaným lemem
- Rukavice jsou nepudrované a neobsahují proteiny přírodního latexu. Jsou tak vhodné pro uživatele trpící alergií I. typu.
- Vhodné pro uživatele s citlivou nebo namáhanou pokožkou
- Vynikající hmatová citlivost, přilnou jako druhá kůže
- Vhodné pro styk s potravinami
- Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!

Technické parametry

Materiál:	nitrilový kaučuk (NBR)
Délka :	240 mm
Nepropustnost dle EN 455-1 :	AQL 1,5
Pevnost dle EN 455-2:	≥ 6 N
Chemická odolnost dle EN 374:	Level 6* - 20% ethanol, 10% kyselina chlorovodíková, 40% isopropylalkohol, 70% isopropylalkohol, level 5 - 10% kyselina dusičná, level 1 - 10% kyselina octová
Barva:	modrá



Rukavice vyšetřovací nitrilové SEMPERCARE® Velvet

Krabice			Karton		
Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo	Velikost	Balení (ks)	Katalogové číslo
XS	200	L934005.1	XS	10 x 200	L934005.2
S	200	L934001.1	S	10 x 200	L934001.2
M	200	L934002.1	M	10 x 200	L934002.2
L	200	L934003.1	L	10 x 200	L934003.2
XL	180	L934004.1	XL	10 x 180	L934004.2

*Level 6 kontakt >480 min., level 5 kontakt >240 min., level 1 kontakt > 10 min.