

Sáček "BIOHAZARD" průsvitný s indikátorem sterilizace

Autoklávovatelné sáčky s červeným potiskem a indikační plochou pro kontrolu sterilizace

- Natištěná indikační plocha pro kontrolu sterilizace během autoklávování ztmavne
- Sáčky s natištěným symbolem a textem "BIOHAZARD" a pokyny pro použití
- Autoklávovatelné sáčky s natištěným symbolem a textem "BIOHAZARD" splňují normy ASTM 1922 odolnosti proti protržení a ASTM 1709 proti propíchnutí

**Sáček "BIOHAZARD"**

Autoklávovatelný sáček s čtyřjazyčným (angličtina, němčina, španělština a francouzština) návodem na použití

Technické parametry

Materiál:	PP, odolný proti protržení
Tloušťka fólie:	0,03 mm
Teplota autoklávování:	max 135 °C

Rozměry (mm)	Použitelný objem (l)	Balení (ks)	Katalogové číslo
300 x 610	3,8 - 11	100	A131009
610 x 760	37 - 45	100	A131109
610 x 910	56 - 75	100	A131209



Sekuroka®-sáček "BIOHAZARD" s extra pevným svárem

Autoklávovatelné sáčky se sterilizační indikací a s návodem k použití ve třech jazycích (angličtina, němčina a francouzština)

Technické parametry

Materiál:	průsvitný PP
Tloušťka fólie:	0,05 mm
Teplota autoklávování:	max 134 °C

Rozměry (mm)	Použitelný objem (l)	Balení (ks)	Katalogové číslo
300 x 500	6	100	R.ATY2.1
400 x 780	22	100	R.ATY3.1
600 x 800	32	100	R.ATY4.1
700 x 1100	72	100	R.ATY5.1



Sekuroka®-sáček "BIOHAZARD" s extra pevným svárem