

Sáček "BIOHAZARD" s indikátorem sterilizace

Autoklávovatelný sáček pro bezpečné uložení a likvidaci biologického odpadu

- Červené sáčky s potiskem a průsvitná sáčky s potiskem a bez potisku
- Sáčky s potiskem mají natištěný symbol "BIOHAZARD", indikátor sterilizace a čtyřjazyčné pokyny pro použití

Technické parametry

Materiál:	PP
Tloušťka fólie:	0,03 mm
Autoklávovací teplota:	max. 135°C
Indikátor sterilizace:	ztmavne po 20 minutách autoklávování při min 121°C



Rozměry (cm)	Použitelný objem (l)	Barva	Indikátor	Balení (ks)	Katalogové číslo
36 x 48	7,5 - 15	červená	ano	200	A131419
61 x 76	37 - 45	průsvitná bez potisku	ne	100	A131105
61 x 76	37 - 45	průsvitná s potiskem	ano	100	A131109
64 x 89	37 - 45	červená	ano	200	A131435
61 x 91	56 - 75	průsvitná s potiskem	ano	100	A131209