

Sada hodinářských pinzet

Sada obsahuje 5 pinzet z nerezové oceli pro velmi jemnou práci

- Praktické plastové pouzdro s pěnovou výstuží, které nelze autoklávovat
- Samotné pinzety autoklávovat lze

Technické parametry

Materiál: nerezová ocel (1.4435)

Sada obsahuje	Délka x tloušťka špičky
Pinzeta rovná typ 1	120 x 0,10 mm
Pinzeta rovná typ 2A (ploché hroty)	120 x 0,10 mm
Pinzeta rovná typ 3C	110 x 0,12 mm
Pinzeta rovná typ 5	110 x 0,07 mm
Pinzeta zahnutá typ 7	118 x 0,09 mm



Sada hodinářských pinzet

Popis	Balení	Katalogové číslo
Sada hodinářských pinzet	1 sada (5 ks)	R.1P3T.1