

Sada nerezových špachtlí a pinzety

Sada 6 nejpoužívanějších oboustranných špachtlí, mikrošpachtlí, špachtlí se lžičkou a pinzety

- Autoklávatelné
- Praktické pouzdro

Technické parametry

Materiál: nerezová ocel 18/10

Sada obsahuje	Délka x šířka
Anatomická pinzeta, obyčejná	145 mm
Špachtle oboustranná, plochá + kulatá	150 x 4 mm
Špachtle oboustranná, plochá + kulatá	150 x 9 mm
Špachtle oboustranná, plochá + prohloubená	150 x 4 mm
Špachtle oboustranná, plochá + prohloubená	150 x 9 mm
Kopist	150 x 5 mm
Kopist	150 x 7 mm



Nerezové špachtle

Popis	Balení	Katalogové číslo
Nerezové špachtle + pinzeta	sada (7 ks)	R.E286.1