

Sada pinzet potažených PTFE

Praktická sada čtyř typů chemicky odolných pinzet v uzavíratelném pouzdře

- Pinzety z nerezové oceli (18/10) pokryté vrstvou PTFE v uzavíratelné plastovém pouzdře
- Chemicky odolný povlak PTFE chrání uživatele před kontaktem s niklem obsaženým v nerezové oceli
- Tmavá barva neoslňuje při práci v jasném osvětlení v mikroskopii
- Nepřilnavý povrch

Technické parametry

Délka pouzdra:	150 mm
Šířka pouzdra:	90 mm

Typ pinzety	Délka (mm)
s jemnou špičkou	120
špičatá s vodícím kolíkem	130
špičatá zakřivená	130
s tupou špičkou	145



Sada pinzet potažených PTFE ROTILABO®

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sada pinzet potažených PTFE	1	R.ENX5.1