

Sběrač rtuti

Pro sbírání malých kapek rtuti

- Speciální houbička ve víčku nádoby zachytí kuličky rtuti - stačí ji silně přitisknout k podložce
- Po zašroubování víčka se houbička stlačí a rtuť propadne děrovanou separační destičkou na dno nádoby

Technické parametry

Rozměr (Ø x v): 105 x 48 mm

Kapacita nádoby: 125 ml rtuti



Sběrač rtuti

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sběrač rtuti	1	R694171
Náhradní houbička	1	R694271