


Semimikrováhy analytické Solis | ADAM EQUIPMENT

Kvalitní semimikrováhy s velkým displejem pro pohodlnou práci a váživostí až 220 g

- Velký a snadno čitelný grafický monochromatický displej
- Automatická interní kalibrace
- Miska z nerezové oceli o průměru 80 mm
- Tiskový výstup s datem a časovým údajem, odpovídající protokolům dle GLP
- Databáze až pro 99 postupů
- Dynamické vážení pro vážení tekutin a zvířat
- Funkce počítání kusů, procentuální vážení, se sadou pro měření hustoty lze měřit hustotu vzorku
- Pro připojení k počítači a tiskárně slouží rozhraní RS-232
- Prodloužená záruka 5 let

Technické parametry

Doba stabilizace:	6 s
Jednotky vážení:	g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, mm, ozt, tl.H, tl.S, tl.T, T, uživatelem nastavená jednotka
Displej:	grafický monochromatický s číslicemi o výšce 15 mm
Provozní teplota:	15-30 °C
Napájení:	síťový adaptér 24 V 50/60 Hz 500 mA
Rozměry (š × h × v):	224 × 374 × 338 mm



Semimikrováhy analytické Solis



Semimikrováhy analytické Solis

Model	Váživost (g)	Rozlišení (mg)	Reproduk. (mg)	Linearita (mg)	Katalogové číslo
SAB 125i	62/120	0,01 / 0,1	0,02/0,1	0,05/0,2	D691125
SAB 225i	82/220	0,01 / 0,1	0,02/0,1	0,1/0,2	D691225