

SÍRAN SODNÝ

Bezvodý

CAS: 7757-82-6

Vzorec: Na₂SO₄

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	142,04
Sušidlo vhodné pro:	alkyl a aryl halidy, mastné kyseliny, estery, aldehydy, ketony
Regenerace sušidla:	150 °C

SÍRAN SODNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, čistý	500 g	S 10302
min 99 %, čistý	1 kg	S 10301
min 99 %, p.a.	500 g	S 10102
min 99 %, p.a.	1 kg	S 10101

SÍRAN SODNÝ

Technické parametry

Hustota:	2,7 g·cm ⁻³
----------	------------------------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %	1 kg	R.8631.2
min 99 %	2,5 kg	R.8631.1
min 99 %	25 kg	R.8631.5
min 98,5 %, Ph.Eur.	500 g	R.P032.1
min 98,5 %, Ph.Eur.	1 kg	R.P032.2
min 98,5 %, Ph.Eur.	5 kg	R.P032.3
min 98,5 %, Ph.Eur.	25 kg	R.P032.5
min 99 %, p.a., ACS, granulovaný pro molekul. biologii či sušení	500 g	R.0966.1
min 99 %, p.a., ACS, granulovaný pro molekul. biologii či sušení	1 kg	R.0966.2
min 99 %, p.a., ACS, granulovaný pro molekul. biologii či sušení	5 kg	R.0966.3

min 99 %, p.a., ACS, ISO, práškový pro sušení rozpouštědel	500 g	R.8560.3
min 99 %, p.a., ACS, ISO, práškový pro sušení rozpouštědel	1 kg	R.8560.1
min 99 %, p.a., ACS, ISO, práškový pro sušení rozpouštědel	5 kg	R.8560.2
min 99 %, p.a., ACS, ISO, práškový pro sušení rozpouštědel	25 kg	R.8560.5
ROTI® METIC 99,999 % (5N)	10 g	R.5076.1
ROTI® METIC 99,999 % (5N)	25 g	R.5076.2