

## Sklo hodinové

Pro přikrytí chemických nádob, případně k odpařování menších objemů roztoků

### Technické parametry

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Materiál:        | sodnodraselné sklo |
| Tloušťka stěny : | 1,5-2,5 mm         |
| Balení:          | 1 ks               |



Hodinové sklo

| Průměr (mm) | Katalogové číslo |
|-------------|------------------|
| 40          | B349135          |
| 50          | B349137          |
| 60          | B349141          |
| 70          | B349143          |
| 80          | B349146          |
| 100         | B349148          |
| 120         | B349150          |
| 125         | B349151          |
| 150         | B349152          |
| 200         | B349154          |
| 250         | B349155          |