

## Sklo krycí hranaté pro mikroskopii

Čtvercové a obdélníkové krycí sklo

- Vysoce chemicky stabilní sklíčka neabsorbující světlo ve viditelné oblasti spektra

### Technické parametry

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Materiál:        | borosilikátové sklo 1. hydrolytické třídy |
| Síla stěny:      | 0,13-0,17 mm                              |
| Refrakční index: | 1,5230                                    |



Hranaté krycí sklo pro mikroskopii

| Rozměry (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|--------------|-------------|------------------|
| 15 x 15      | 200         | H800101          |
| 18 x 18      | 200         | H800102          |
| 20 x 20      | 200         | H800103          |
| 22 x 22      | 200         | H800104          |
| 24 x 24      | 200         | H800105          |
| 21 x 26      | 100         | H800108          |
| 22 x 32      | 100         | H800109          |
| 22 x 40      | 100         | H800110          |
| 22 x 50      | 100         | H800111          |
| 22 x 60      | 100         | H800112          |
| 24 x 32      | 100         | H800115          |
| 24 x 40      | 100         | H800116          |
| 24 x 46      | 100         | H800117          |
| 24 x 48      | 100         | H800118          |
| 24 x 50      | 100         | H800119          |
| 24 x 60      | 100         | H800120          |