

Sklo podložní SuperFrost Plus

Broušená skla s bílým popisovacím okrajem a speciálním povrchem

- Garantovaná čistota bez RNáz
- Speciálním výrobním postupem upravený povrch skla pro elektrostatickou vazbu vzorků tkání a cytologických preparátů
- Nevyžadují speciální úpravu povrchu (bonding/protein coating)
- Pro použití v anatomické a molekulární patologii

Technické parametry

Materiál:	sodnodraselné sklo
Tloušťka:	1 mm
Rozměry:	25 x 75 mm



Sklo podložní SuperFrost/plus

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Podložní skla SuperFrost/plus	72	R886761