

SKVALEN

spinacen

CAS: 111-02-4

Vzorec: C₃₀H₅₀


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

410,73

Hustota:

0,86 g·cm⁻³



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro syntézu	100 ml	R.5341.1
min 98 %, pro syntézu	250 ml	R.5341.2
min 98 %, pro syntézu	500 ml	R.5341.3
min 98 %, pro syntézu	1 l	R.5341.4
ROTICHROM® GC min 98 % referenční látka pro plynovou chromatografii	1 g	R.3185.1