

Směšovač plynů GB 100 PLUS | MCQ Instruments

Přístroj pro přípravu směsi až šesti různých plynů s průtokem až 500 ml/min jedním kanálem a ovládám přes dotykový displej

- Ideální přístroj pro vysoce přesné míchání plynů přizpůsobené laboratorním měřítku pro syntézy, kalibrace, či inkubace v definované atmosféře
- Až šest kanálů pro vstup jednotlivých plynů (vzduch, kyslík, dusík, oxid uhličitý, methan, helium, vodík. Další nekorozivní plyny na poptávku.)
- Regulace dynamicky reaguje na případné změny tlaku plynů na vstupu
- Snadné a intuitivní nastavení parametrů výsledné směsi plynů pomocí dotykového displeje nebo přes PC
- Možnost tovární kalibrace na předem určené plyny a také je možná následná uživatelská kalibrace
- Certifikováno dle CE, TUV, cTUVUS
- **Na konkrétní sestavu vám připravíme nabídku na základě požadovaného počtu vstupních kanálů, kalibrací na konkrétní plyny a způsobu napojení na stávající aparatury**

Technické parametry

Počet vstupních kanálů:	3, 4, nebo 6
Rozsah průtoku jedním vstupním kanálem:	5 - 500 ml/min
Doba odezvy:	100 ms
Maximální tlak:	3 bar
Maximální poměr ředění:	1:100
Přesnost:	1 %
Reprodukovatelnost:	0,1 %
Napojení na vstup a výstup plynů:	Swagelok NPT nebo Push-in spojky na 6-4mm trubičky
Pracovní teplota:	0 až 50 °C
Napájení:	230 V/50 Hz



Směšovač plynů GB 100 PLUS



Směšovač plynů GB 100 PLUS

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Směšovač plynů GB 100 PLUS	1	M000100