

Směšovač plynů GB 15k | MCQ Instruments

Přístroj pro přípravu směsi až tří různých plynů s průtokem až 15 l/min jedním kanálem a ovládám přes dotykový displej

- Ideální přístroj pro přesné míchání plynů do provozu či průmyslu pro syntézy, či inkubace v definované atmosféře
- Tři kanály pro vstup jednotlivých plynů (vzduch, kyslík, dusík, oxid uhličitý, methan, helium, vodík. Další nekorozivní plyny na poptávku.)
- Regulace dynamicky reaguje na případné změny tlaku plynů na vstupu
- Snadné a intuitivní nastavení parametrů výsledné směsi plynů pomocí dotykového displeje nebo přes PC
- Možnost tovární kalibrace na předem určené plyny a také je možná následná uživatelská kalibrace
- **Na konkrétní sestavu vám připravíme nabídku na základě požadovaných kalibrací na konkrétní plyny a způsobu napojení na stávající aparatury**

Technické parametry

Počet vstupních kanálů:	3
Rozsah průtoku jedním vstupním kanálem:	0 - 15 l/min
Doba odezvy:	1 s
Maximální tlak:	5 bar
Přesnost:	2 %
Reprodukovatelnost:	0,2 %
Pracovní teplota:	0 až 50 °C
Napojení na vstup a výstup plynů:	přizpůsobitelné na míru konkrétní aparatuře
Napájení:	230 V/50 Hz



Směšovač plynů GB 15k



Směšovač plynů GB 15k

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Směšovač plynů GB 15k	1	M015000