

SODÍK

v parafínovém oleji

CAS: 7440-23-5

Vzorec: Na

Technické parametry

Atomová hmotnost:	22,99
Bezp. věty (GHS):	H260-H314-EUH014
Sušidlo vhodné pro:	ethery, nasycené alifatické a aromatické uhlovodíky, terciární aminy
Sušidlo nevhodné pro:	kyseliny, deriváty kyselin, alkoholy, aldehydy, ketony, alkyl a aryl halidy



Sodík

Čistota	Balení	Katalogové číslo
99 %, tyčky (20 cm, Ø 2,5 cm)	250 g	S 16501