

Sorbent univerzální UNI-SAFE

Sorbent s vysokou absorpční kapacitou na bázi polymeru pro odstranění chemikálií a olejů

- Pro absorpci kyselin, louhů, olejů, paliva, brzdové kapaliny, kyseliny do baterie, chladicí kapaliny, směsi oleje a vody, barev a laků
- Vhodný i pro silná oxidační činidla, jako je například dýmavá kyselina dusičná a peroxidy
- Ideální pro použití v laboratoři, při přepravě nebezpečných materiálů, nebo v pohotovostních vozidlech
- Olejový sorbent typu III/R - lze použít pro zpevněné dopravní plochy

Technické parametry

Absorpční kapacita pro vodné kapaliny:

až do 1 : 75

Vazebná kapacita pro oleje:

1 kg naváže 0,56 l topného oleje



Sorbent univerzální UNI-SAFE

Popis	Balení	Katalogové číslo
Univerzální sorbent UNI-SAFE	vědro 5 kg	R.EAA8.2