

Špachtle oboustranná typ Chattaway

Špachtle s rovným zakončením na jedné straně a zakulaceným na druhé typ Chattaway

- Zahnutý zakulacený konec pro nabrání malého množství práškových chemikálií z lahviček a nádobek
- Rovný konec pro snadné seškrábnutí chemikálií ze dna nádoby

Technické parametry

Materiál: nerez ocel Remanit 4301



Špachtle oboustranná typ Chattaway

Rovná špachtle					Zahnutá špachtle				
Celková délka (mm)	Šířka špachtle (mm)	Délka špachtle (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Celková délka (mm)	Šířka špachtle (mm)	Délka špachtle (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	7	30	1	I922151	100	7	30	1	I922851
125	7	40	1	I922251	125	7	40	1	I922951
150	7	40	1	I922351	150	7	40	1	I923051
180	8	50	1	I922451	180	8	50	1	I923151
200	9	60	1	I922551	200	9	60	1	I923251
235	10	70	1	I922651	235	10	70	1	I923351
265	11	70	1	I922751	265	11	70	1	I923451

Tvar špachtlí navrhl britský chemik Frederick Chattaway (1860-1944)