

Špachtle PP

Roztírací špachtle se zúženým koncem a zkosenými hranami

- Prakticky nezlomitelné při běžném použití
- Pružnost a tvarová stálost zaručuje po ohnutí návrat do původního tvaru
- Vynikající chemická a teplotní odolnost

Technické parametry

Materiál:

PP

Teplotní odolnost:

max 130°C



Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
115	10	S839060
165	10	S839062
200	10	S839064
245	10	S839066