

Špachtle se lžičkou

Různé typy špachtlí se lžičkou



Mikrošpachtle se lžičkou

Špachtle s kulatou nebo špičatou lžičkou z ohebné nerezové oceli

Technické parametry

Materiál:	nerez ocel 18/10
Šířka špachtle:	5 mm
Délka špachtle:	40 mm

Typ lžičky	Celková délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kulatá	100	1	I673341
Kulatá	150	1	P401437
Kulatá	185	1	I673441
Kulatá	300	1	I673541
Špičatá	150	1	R319151
Špičatá	180	1	I673641



Mikrošpachtle se lžičkou

Špachtle s mikro-lžičkou

Autoklávovatelné špachtle německého výrobce Karl Hammacher GmbH, Solingen

Technické parametry

Materiál:	nerezová ocel Remanit 4024
Rozměr lžičky:	šířka 10 mm, délka 20 mm
Balení:	1 ks

Celková délka (mm)	Šířka špachtle (mm)	Délka špachtle (mm)	Průměr držadla (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
180	10	35	3,5	1	I197451
210	10	35	3,5	1	I197551



Špachtle s mikro-lžičkou

Navažovací špachtle se lžičkou

Špachtle s podlouhlou lžičkou z ohebné nerezové oceli

Technické parametry

Materiál:	nerez ocel Remanit 4301
-----------	-------------------------

Celková délka (mm)	Šířka špachtle (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
130	4	1	R319451
150	4	1	R320051
150	6	1	R190251
150	9	1	R320751
185	4	1	R345551
185	9	1	R347251
210	9	1	R348951



Navažovací špachtle se lžičkou

Špachtle s plochou lžičkou

Autoklávovatelné špachtle německého výrobce Karl Hammacher GmbH, Solingen

Technické parametry

Materiál:	nerezová ocel Remanit 4024
Rozměr lžičky:	šířka 17 mm, délka 38 mm
Balení:	1 ks

Celková délka (mm)	Šířka špachtle (mm)	Délka špachtle (mm)	Průměr držadla (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
150	10	50	3,5	1	I197651
180	10	55	3,5	1	I197751
210	10	60	3,5	1	I197851
230	10	60	4,5	1	I197951



Špachtle s plochou lžičkou

Špachtle se lžičkou na chemikálie

Špachtle se lžičkou s pevným kulatým držadlem

Technické parametry

Materiál:	nerez ocel 18/10
Průměr lžičky:	25 mm

Délka x šířka špachtle :

28 x 15 mm

Celková délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
150	1	R164131
180	1	R164231
210	1	R164331
250	1	R164431



Špachtle se lžičkou na chemikálie