

Špachtle/lžička laboratorní PA

Autoklávovatelné chemicky odolné oboustranné špachtle a lžičky se špachtlí

- Vhodné i pro potravinářské účely - dle CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál: polyamid vyztužený skelnými vlákny



Špachtle/lžička laboratorní PA

Typ	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Špachtle	150	1	K000594
Špachtle	180	1	K000595
Špachtle/lžička	180	1	K000596
Špachtle/lžička	210	1	K000593