

SPE skleněné chromatografické kolony CHROMABOND® Na₂SO₄/Florisil®

Speciální kombinovaná náplň k extrakci uhlovodíků z vody dle DIN H53/ISO DIS 9377-4

- Ideální pro analýzu uhlovodíkového indexu v pitné, povrchové a odpadní vodě.



Objem (ml)	Váha adsorbentu (mg)	Balení (ks)	Katalogové číslo
6	2000/2000	30	R.N744.1
6	2000/2000	250	R.N744.2