

SPERMIDIN

N-(3-aminopropyl)-1,4-butanediamin

CAS: 124-20-9


Vzorec: C₇H₁₉N₃

- Nezbytná ingredience pro CaCl₂-transfekci (70 μM), homogenizaci tkání (500 μM) *in vitro* transkripci (20 mM) a hybridizační pufrů (1-20 mM)

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 145,25

Bezp. věty (GHS): H314



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 99 %, pro biochemii	1 g	sklo	R.7161.2
min 99 %, pro biochemii	2,5 g	sklo	R.7161.1
min 99 %, pro biochemii	5 g	sklo	R.7161.3