

Špičky makro 5 a 10 ml Vertex™ | SSI

Autoklárovatelné přesné makro špičky

- Balení v sáčku nebo v autoklárovatelných krabičkách

Technické parametry


Materiál: extra čistý PP



Špičky 5 ml



Špička 10 ml U452000



Špička 10 ml U453000



Špičky 10 ml U452010 v krabičce

Typ špičky	Objem (μl)	Barva	Délka špičky (mm)	Vhodné pro pipety	Balení (ks)	Katalogové číslo
5 ml	1 000 - 5 000	čirá	124	GILSON, RAININ	250/bal.	U441000
5 ml	1 000 - 5 000	čirá	124	GILSON, RAININ	50/krab.	U441010
5 ml	1 000 - 5 000	čirá	124	EPPENDORF, SOCOREX, BIOHIT	250/bal.	U442000
5 ml	1 000 - 5 000	čirá	124	EPPENDORF, SOCOREX, BIOHIT	50/krab.	U442010
10 ml	1 000 - 10 000	modrá	143	SOCOREX, FINNPIPETTE	100/bal.	U452000
10 ml	1 000 - 10 000	modrá	143	SOCOREX, FINNPIPETTE	25/krab.	U452010
10 ml	1 000 - 10 000	čirá	161	EPPENDORF, GILSON, RAININ, BIOHIT	100/bal.	U453000
10 ml	1 000 - 10 000	čirá	161	EPPENDORF, GILSON, RAININ, BIOHIT	25/krab.	U453010

Špičky v krabičkách lze objednat i sterilizované gama zářením - informujte se.