

Špičky makro | BRAND

Nesterilní špičky k automatickým pipetám pro standardní použití

- Špičky jsou vyráběny a baleny v prostředí čistých prostor
- 5ml špičky jsou kompatibilní s většinou pipet BRAND a FINNPIPETTE
- 10ml špičky jsou kompatibilní výhradně s pipetami BRAND a EPPENDORF



Špička 0,5 - 5 ml



Špička 1 - 10 ml

Objem (ml)	Typ balení	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,5 - 5	V sáčku	200	P702600.1
0,5 - 5	V sáčku	5 x 200	P702600.2
0,5 - 5	TipBox	1 x 28	P702605
1 - 10	V sáčku	100	P702604.1
1 - 10	V sáčku	10 x 100	P702604.2
1 - 10	TipBox	1 x 18	P702608