


Spojka a Y rozdvojka

Pro hadičky průměrů 1,6 až 3,2 mm

Technické parametry

Materiál:

průsvitný PP



Spojka (1) a rozdvojka Y (2)

Typ	Pro vnitřní průměr hadičky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Spojka (1)	1,6	10	I303321
Spojka (1)	2,4	10	I303421
Spojka (1)	3,2	10	I303521
Rozdvojka Y (2)	1,6	10	I303621
Rozdvojka Y (2)	2,4	10	I303721
Rozdvojka Y (2)	3,2	10	I303821