

Spojka hadicová dvoudílná PE

Pro hadice a hadičky různých průměrů

- Vhodná také pro potravinářské účely, vyhovuje normám CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál:

PE



Spojka hadicová dvoudílná PE

Vnější průměr (mm) nominální	Vnější průměr (mm) trubičky	Vnější průměr (mm) osazení	Vnitřní průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
4, 5, 6	2,8 až 5,2	3,5 / 5,2 / 6,0	1,6	10	K000434
6, 7, 8	4,0 až 7,8	3,5 / 6,5 / 7,5	2,7	10	K000435
8, 9, 10	5,8 až 10,4	7,7 / 8,8 / 9,8	4,0	10	K000436
10, 11, 12	8,0 až 12,8	9,8 / 11,0 / 12,2	5,3	10	K000535
12, 13, 14	9,6 až 15,2	12,0 / 13,3 / 14,4	7,5	10	K000536
14, 15, 16	11,5 až 17,0	13,2 / 14,7 / 16,0	8,8	10	K000537