

Spojka hadicová křížová


Spojka pro hadice a hadičky různých průměrů

- Vhodná i pro potravinářské účely, vyhovuje normám CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál:

PP



Spojka hadicová křížová

Vnější průměr (mm) nominální	Vnější průměr (mm) trubičky	Vnější průměr (mm) osazení	Vnitřní průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
3,5	3,0	3,4	1,5	10	K001410
6	4,8	5,6	2,7	10	K001411
8	6,9	7,4	4,6	10	K001412
10	8,7	9,5	7,0	10	K001413
12	10,4	11,5	8,0	10	K001414
13,5	12,3	13,5	9,5	10	K001415
15	14,3	15,4	11,6	10	K001416