

Spojka hadicová PP

Pro hadice a hadičky různých průměrů

- Vhodná také pro potravinářské účely, vyhovuje normám CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál:

bílý PP



Spojka hadicová PP

Vnější průměr (mm) nominální	Vnější průměr (mm) trubičky	Vnější průměr (mm) osazení	Vnitřní průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
4, 5, 6	3,0 až 5,5	3,9 / 4,9 / 5,8	2,0	10	K000510
6, 7, 8	4,5 až 8,0	5,0 / 7,0 / 8,2	3,5	10	K000511
8, 9, 10	6,3 až 10,4	8,0 / 8,8 / 9,8	4,5	10	K000512
10, 11, 12	8,3 až 12,2	10,8 / 11,1 / 12,1	6,5	10	K000513
12, 13, 14	10,1 až 14,8	12,0 / 13,1 / 14,6	8,5	10	K000514
14, 15, 16	12,0 až 15,7	13,8 / 15,1 / 16,0	10,5	10	K000515