

Spojka zábrusová ohebná teflonová | BOLA

Chemicky inertní spojka zábrusových konců aparatur s ostrými záhyby použitelná i pro vakuové aplikace

- Umožňuje beznapěťové propojení zábrusových částí až pod úhlem 120°
- Kompenzuje teplotní roztažnost skleněných částí a otřesy způsobené vakuovou pumpou
- Těsnící kroužky na vnější straně zaručují dokonalou těsnost bez nutnosti mazání
- Odpovídají požadavkům FDA

Technické parametry

Materiál: PTFE

Teplotní stabilita: -200 až +250 °C



Zábrus NZ plášť	Zábrus NZ jádro	Minimální délka (mm)	Maximální délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
14/23	14/23	82	90	1	P090602
19/26	19/26	93	105	1	P090604
24/29	24/29	110	124	1	P090606
29/32	29/32	100	120	1	P090612