

Spona hadicová

Pro upevnění hadic na trubku nebo olivku

- Odolná proti UV a velmi odolná proti většině chemikálií

Technické parametry

Materiál: POM

Teplotní odolnost: -40 až +90 °C (krátkodobě až +110 °C)



Spona hadicová

Vnější Ø hadičky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
6,0-6,5	10	I575021
9,0-10,0	10	I575121
10,0-11,0	10	I575221
11,0-12,0	10	I575321
12,0-14,0	10	I575421
13,0-15,0	10	I575521
15,0-17,0	10	I575621
17,0-19,0	10	I575721
18,0-20,0	10	I575821
20,0-22,0	10	I575921
23,0-25,0	10	I576121