

Standardy vodní aktivity AQUALAB

Standardy pro kalibraci přístrojů měřících vodní aktivitu

- Připravené roztoky s přesnou hodnotou vodní aktivity ve skleněných vialkách



destilovaná voda



KCl



NaCl



LiCl

Hodnota vodní aktivity (a_w)	Složení	Balení	Katalogové číslo
1,000	destilovaná voda	50 vialek	A040464
0,984	0,5M KCl	50 vialek	A040463
0,920	2,33M NaCl	50 vialek	A040465
0,760	6M NaCl	50 vialek	A040460
0,500	8,57M LiCl	50 vialek	A040461
0,250	13,4M LiCl	50 vialek	A040462