

Sterilizátor model 75 | MELAG

Malý stolní horkovzdušný sterilizátor s ventilátorem

- Model 75/1 s vnitřním uspořádáním pro 2 hliníkové misky
- Model 75/2 s vnitřním uspořádáním pro 1 uzavřenou hliníkovou kazetu, nebo 1 misku

Technické parametry

Objem:	4,3 l
Teplotní rozsah:	60 až 180 °C
Přesnost:	±2,5 °C při 180 °C
Časovač :	0-120 min
Vnitřní rozměry:	19,5 x 29,5 x 7,4 cm
Příkon:	650 W
Vnější rozměry (š x h x v):	395 x 310 x 260 mm
Hmotnost:	12 kg



Sterilizátor model 75

Popis	Katalogové číslo
Sterilizátor MELAG model 75/1	P259010
Sterilizátor MELAG model 75/2	P259040
Hliníková miska 29x19 cm (pro model 75/1)	P212075
Uzavřená kazeta 29x19x4 cm (pro model 75/2)	P212287

Miska ani kazeta nejsou součástí dodávky. Objednejte si je prosím samostatně.