

Sterilizátor nástrojů Micro Steril

Horkovzdušný sterilizátor s komorou naplněnou skleněnými kuličkami pro rychlou sterilizaci kovových nástrojů

- Dva modely s různě velkou vnitřní válcovou komorou z nerez oceli
- Modely bez časovače a s časovačem 0 až 30 vteřin
- Nástroje vsunuté do naplněné komory, vyhřáté na 240 °C, se vysterylizují během 10 až 30 vteřin

Technické parametry

Model	Micro Steril malý	Micro Steril velký
Vnitřní Ø sterilizační nádoby	50 mm	70 mm
Výška sterilizační nádoby	45 mm	60 mm
Doba ohřevu na sterilizační teplotu 240 °C	15 min	30 min
Příkon	70 W	100 W
Prostředí	5 až 40 °C, max 93 % RH	5 až 40 °C, max 93 % RH
Rozměry (š x h x v)	120 x 140 x 140 mm	145 x 195 x 154 mm
Hmotnost	1,3 kg	1,9 kg



Sterilizátor nástrojů Micro Steril

Model	Časovač	Katalogové číslo
Micro Steril malý	ne	R.E996.1
Micro Steril malý	ano	R.E997.1
Micro Steril velký	ne	R.E998.1
Micro Steril velký	ano	R.E999.1

Sterilizátory Micro Steril dodáváme včetně náplně skleněných kuliček

Příslušenství

Náhradní skleněné kuličky pro sterilizátor Micro Steril

Popis	Balení	Katalogové číslo
Náhradní skleněné kuličky	310 g	R.H660.1