

Sterilní stříkačky PD-Tips II BIO-CERT® | BRAND

Stříkačky pro dávkovače HandyStep s certifikovanou mimořádně vysokou čistotou

- Jednotlivě balené stříkačky bez DNA (<40 fg), RNáz (<8,6 fg), endotoxinů (<1 pg) a ATP (<1 fg) pro přesné a náročné analýzy
- Automatické rozpoznávání objemů při použití s dávkovačem HandyStep® touch a HandyStep® electronic
- Stříkačky 25 a 50 ml vyžadují použití adaptéru - jeden adaptér je součástí každého balení těchto stříkaček
- Sterilizace beta zářením podle ISO 11 137 a AAMI Guidelines, dávka nejméně 12,1 kGy, zaručená hodnota SAL 10^{-6}
- Stříkačky odpovídají požadavkům ISO 8655, certifikát čistoty je součástí balení
- Stříkačky PD-tips nejsou autoklárovatelné

Technické parametry

Materiál válce:	PP
Materiál pístu :	LCP pro stříkačku 0,1 ml, HDPE pro ostatní objemy
Maximální obsah DNA:	$<4 \times 10^{-14}$ g (= 40 fg) na 1 špičku
Maximální obsah RNáz:	$<8.6 \times 10^{-15}$ g (= 8.6 fg) na 1 špičku
Maximální obsah endotoxinů (LAL test):	$<1 \times 10^{-12}$ g (= 1 pg) na 1 špičku
Maximální obsah ATP:	$<1 \times 10^{-15}$ g (= 1 fg) na 1 špičku



Sterilní stříkačka PD-Tips BIO-CERT®

Objem stříkačky (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,1	100	P702683
0,5	100	P702684
1,0	100	P702685
1,25	100	P702686
2,5	100	P702688
5,0	100	P702690
10,0	100	P702691
12,5	100	P702692
25,0	25	P702694

50,0	25	P702696
------	----	---------

Automatické rozpoznávání objemů při použití s dávkovači HandyStep touch, HandyStep electronic, Gilson Repetman, Rainin AutoRep E. Kompatibilní bez automatického rozpoznání objemu s dávkovači HandyStep S, HandyStep, Rainin AutoRep S, Rainin AutoRep M, Eppendorf Multipette 4780 and EDOS 5221