


## **Stěrka gumová**

Stěrka z přírodní gumy pro nasazení na skleněnou tyčinku

- Pro odstraňování ulpělých pevných nebo pastovitých látek ze dna a stěn nádobek

## **Technické parametry**

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Materiál:                       | šedá nebo červená přírodní guma                                  |
| Rozměry tyčinkové stěrky:       | vnější průměr 7 mm, vnitřní průměr 5 mm, délka 38 mm             |
| Rozměry ploché stěrky:          | horní šířka 25 mm, dolní šířka 36 mm, tloušťka 2 mm, délka 32 mm |
| Průměr vhodné skleněné tyčinky: | 5-6 mm                                                           |



| <b>Popis</b>     | <b>Barva</b> | <b>Balení (ks)</b> | <b>Katalogové číslo</b> |
|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Tyčinková stěrka | šedá         | 10                 | R954851                 |
| Tyčinková stěrka | červená      | 10                 | R955051                 |
| Plochá stěrka    | šedá         | 10                 | R955251                 |
| Plochá stěrka    | červená      | 10                 | R955351                 |