

Stěrka pro tkáňové kultury | GREINER BIO-ONE

Sterilní buněčná škrabka s otočnou čepelí pro jemné oškrábání buněk z obtížně přístupných ploch

- Individuálně balené sterilní stěrky s otočným břitem pro mechanické sklízení buněk

Technické parametry

Materiál:	PS, břit z HDPE
Šířka břitu:	12 mm



Stěrka pro tkáňové kultury



Stěrka pro tkáňové kultury

Popis	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Stěrka pro TK krátké	250	100	I356011
Stěrka pro TK dlouhé	400	100	I356111