

Štětka měkká umělohmotná

Speciálně tvarovaná štětka na mytí laboratorního plastu a skla

- Kartáček z měkké speciální PE pěny neabsorbuje tekutiny a zabraňuje poškrábání



Štětka umělohmotná

Typ	Popis	Použití	Průměr (mm)	Celková délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	Válcový tvar, tvarovatelný	Erlenmeyerovy baňky, obtížně čistitelné nádoby	20	410	1	R911171
2	Kulatá hlava	odměrné válce, vysoké nádoby	55	425	1	R.EEH7.1
3	Kulatá hlava	odměrné válce, vysoké nádoby	70	480	1	R910971
4	Kulatá hlava	kádinky, středně vysoké nádoby	55	340	1	R.EEH8.1
5	Kulatá hlava	kádinky, nízké nádoby	50	230	1	R.EEH9.1
6	Kulatá hlava	kádinky, nízké nádoby	60	250	1	R911071
7	Válcový hrubý povrch, tvarovatelný	zkumavky, velmi úzké nádoby	20	220	1	R911271