

Štětka na čištění hadiček

Kartáček na dlouhém pružném drátěném držadle

- Kartáček, který nepoškrábe stěnu hadičky, s vysokou odolností vůči chemikáliím

Technické parametry

Materiál kartáčku:

Nylon



Štětka na čištění hadiček

Průměr kartáčku (mm)	Délka kartáčku (mm)	Celková délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
6	60	1 180	2	I156931
8	150	2 500	2	I157031
9	150	1 500	2	I157131
16	150	1 500	2	I157231