


Štětky na mytí

Štětky na mytí laboratorního skla




Štětka na mytí zkumavek

Standardní štětka s vějířkem na konci

Technické parametry

Materiál:	pozinkovaný drát, štětiny nebo silon
Délka kartáčku:	85 mm
Celková délka:	275 mm

Štětiny			Silon		
Průměr kartáčku (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Průměr kartáčku (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
6	1	L252102	6	1	L252606
8	1	L252103	8	1	L252608
10	1	L252104	10	1	L252609
12	1	L252105	12	1	L252610
14	1	L252106	14	1	L252611
20	1	L252109	20	1	
25	1	L252110	25	1	



Štětky na mytí zkumavek


Štětka na mytí lahví

Standardní štětka se štětičkou na konci

Technické parametry

Materiál:	pozinkovaný drát, štětiny nebo silon
Délka kartáčku:	110 mm
Celková délka:	330 mm

Štětiny			Silon		
Průměr kartáčku (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Průměr kartáčku (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
40	1	L413420	40	1	L416436
50	1	L413421	50	1	L416437
60	1	L413422	60	1	L416438



Štětky na mytí lahví

Štětka na mytí pipet a byret

Štětka na dlouhém drátěném držadle s vějířkem na konci

Technické parametry

Materiál štětky na pipety:	tombakový drát, kozí vlas
Materiál štětky na byrety:	pozinkový drát, žíně

Popis	Průměr kartáčku (mm)	Délka kartáčku (mm)	Celková délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Štětka na pipety	15	57	390	1	L252700
Štětka na byrety	22	70	750	1	L252400



Štětky na mytí pipet a byret