

Štětky na mytí a čištění

Vhodné pro kádinky, lahve, zkumavky a pipety

Technické parametry

Materiál: pozinkový drát, mosazné a měděné drátky, vepřové štětiny, silon, bavlna



Štětky na mytí a čištění

Typ	Celková délka (mm)	Průměr kartáčku (mm)	Délka kartáčku (mm)	Materiál kartáčku	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	300	25	100	mosazné drátky 0,15 mm	1	R201851
2	300	15	100	mosazné drátky 0,15 mm	1	R202351
3	500	80	150	štětiny/silon	1	R201751
4	480	60	120	štětiny	1	R185051
5	370	50	85	štětiny	1	R201351
6	500	18	100	štětiny	1	R120251
7	500	12	100	štětiny	1	R200351
8	500	6	100	štětiny	1	R200251
9	270	30	115	štětiny/bavlna	1	R201121
10	270	20	80	štětiny/bavlna	1	R200921
11	280	15	70	štětiny/bavlna	1	R201921