

Štítek snímatelný

Snadno snímatelné štítky se zakulacenými rohy

- Pro popis opakovaně používaných nádob, stojánků, pipet a dalších laboratorních předmětů
- Po sejmutí nezanechávají zbytky lepidla na povrchu
- Odolné vůči většině rozpouštědel, krátkodobě i vůči acetonu a xylenu

Technické parametry

Barva štítků:	bílá
Počet štítků v roliče:	1 000



Rozměry (mm)	Balení	Katalogové číslo
13 x 38	1 rolička	I421941
19 x 38	1 rolička	I422041